



NOVITÀ!

TAVOLO CHIRURGICO ERGOMED Nato dalle idee e dalla passione dei medici veterinari

Sembra un tavolo ma è un assistente in più. Studiato non soltanto per essere un piano di appoggio, ma un assistente aggiuntivo, molto forte, molto potente. Grazie a questa potenza possiamo utilizzare tecniche di tipo meccanico per eseguire una serie di procedure e tecniche di riduzione delle fratture in maniera molto riproducibile e progressiva, senza necessità di applicare una forza incontrollata, ma in maniera pianificabile. Grazie ai suoi accessori è possibile eseguire le chirurgie più sofisticate come quelle microchirurgiche, oftamologiche e, con la versione 3M che consente l'inclinazione laterale del piano, le procedure laparoscopiche che hanno la necessità di inclinazione del paziente su ambedue i lati

- Movimenti alto-basso e trendelenburg
- Inclinazione laterale
- Struttura a colonna singola
- Controllo a basso voltaggio
- Meccanismo antiribaltamento
- Ruote di movimentazione
- Può essere utilizzato con tutti gli accessori standard
- Ripiano intercambiabile a scelta dell'utilizzatore
- Cavi scollegabili
- Un paio di stabilizzatori anteriori che aumentano la stabilità durante le procedure ortopediche in cui le grandi forze devono essere applicate al centro di gravità



PIANO IN ACCIAIO



PIANO IN LEXAN
RADIOTRASPARENTE

Il tavolo chirurgico Ergomed è completamente personalizzabile grazie agli accessori:

- PROLUNGHE
- STAFFE DI TRAZIONE
- ASTE DI TRAZIONE
- BRACCIOLI
- POSIZIONATORI DORSALI
- CINGHIE DI RITENZIONE
- ASTE DI SOSTEGNO
- ECC.



ERGOMED
ESTENSIONE
TAVOLO



ERGOMED
POSIZIONATORE
DORSALE