

## RINOSCOPIA VETERINARIA PER PICCOLI ANIMALI




Endoscopi di dimensioni ridotte e la visione diretta di alta qualità, permettono la facile introduzione degli strumenti attraverso le narici e l'esecuzione della rinoscopia anterograda in sicurezza e con bassa traumaticità.


La camicia dotata di 3 ingressi con rubinetti, permette l'introduzione di pinze flessibili da presa e biopsia, l'irrigazione e l'aspirazione. La forma e la lunghezza permettono l'utilizzo dell'endoscopio per numerosi altri interventi diagnostici e chirurgici: otoscopia, artroscopia, vaginoscopia, cistoscopia.




### OTTICA UNIVERSALE DA 2,7mm x 175mm, 0° e 30°



 **EM1752700** endoscopio rigido  
Angolo 0° - Diametro 2,7mm, lunghezza 175mm. Lenti A ade in GermanyžVetro zaZro antigraZzo. Autoclavabile

 **EM1752730** endoscopio rigido  
Angolo 30° - Diametro 2,7mm, lunghezza 175mm. Lenti A ade in GermanyžJ Yhfc nUZZ]fc ` Ubh] fUZZ]c. Autoclavabile

## OTTICA UNIVERSALE DA 1,9 mm x 175mm, 0°



**EM17535600** Fibro endoscopio semirigido  
Angolo 0° - Diametro 1,9mm, lunghezza 175mm.  
Vetro zaffiro antigraffio. Immergibile

## CAMICIA OPERATIVA 11FR, CON INGRESSO DI SERVIZIO



Camicia operativa a sezione ovale.  
Un ingresso di servizio con rubinetto per pinze, strumenti e cateteri.  
Due ingressi con rubinetti per irrigazione ed aspirazione.  
Un otturatore smusso atraumatico.  
Autoclavabile

**EM17535530** per ottica  $\varnothing$  2,7mm, 0° EM1752700

**EM17535500** per ottica  $\varnothing$  2,7mm, 30° EM1752730

**EM17535600** per ottica  $\varnothing$  1,9mm. 0° EM1751900

## Pinze flessibili da presa e da biopsia, $\varnothing$ 5FR, 28cm

Il meccanismo Hands Free permette la chiusura delle ganasce automaticamente, mantenendo la presa anche senza l'ausilio della mano del chirurgo.



**EM75350280** Pinza da Presa  
Flessibile,  $\varnothing$  5Fr., 280cm.  
Con sistema di chiusura automatico Hands Free  
Autoclavabile

**EM75150280** Pinza da biopsia  
Flessibile,  $\varnothing$  5Fr., 280cm.  
Con sistema di chiusura automatico Hands Free  
Autoclavabile

**ENDOMAC**  
ENDOSCOPY SYSTEMS

info@endomac.com - www.endomac.com